

SFN - G Portkanüle (gerade)

BESTANDTEILE

Stanzfreie Spezialpunktionskanüle mit Luer-Lock Anschluss für implantierte Portkathetersysteme.

Artikel-Nr.	Größenangabe	PZN
SFN 0750 G	Ø 0,7 mm, Länge: 50 mm, 22 G	00560673
SFN 0930 G	Ø 0,9 mm, Länge: 30 mm, 20 G	01060286

Tabelle 1: SFN® Portkanülen gerade

Verpackungseinheit: 25 Stück

Frei von: DEHP, Latex, PVC

INDIKATIONEN

Zugang zu implantierten Portkathetersystemen zum Spülen der Systeme, zur Verabreichung von Medikamenten oder Infusionslösungen, und zur Blutentnahme.

Für die Punktion der Silikonmembran der Portkammer dürfen ausschließlich die dazugehörigen stanzfreien Spezialpunktionskanülen verwendet werden. Die Spezialpunktionskanülen zeichnen sich durch einen Spezialschliff aus, der eine Fragmentierung von Silikonpartikeln sowie die Ausstanzung eines Stichkanals in der Membran verhindert.

Ein Luer-Lockanschluss ermöglicht die Verbindung an Spritzen, Infusionsgeräte etc. mit einem 6 % Luer-Kegel für intravasculäre und hypodermische Anwendungen.

Patientengruppe: Patienten mit der Notwendigkeit eines langfristigen zentralen Zugangs zum Gefäßsystem für die oben genannten Anwendungen.

Anwender: Medizinisches Fachpersonal (Ärzte, Pflegepersonal) mit entsprechender Ausbildung.

KONTRAINDIKATIONEN / GEGENANZEIGEN

- Entzündungen oder Infektion im Bereich der Portkammer
- Gerinnungsstörungen
- Undichtigkeit des Portkathetersystems

WICHTIGER HINWEIS

Bei fehlerhaftem Gebrauch kann während der Punktion über die Kanüle Luft in das System gelangen. Aus diesem Grund muss immer sichergestellt werden, dass die Kanüle bei der Punktion, Spritzen- oder Infusionswechsel geschlossen ist.

Cave: Zur Vermeidung einer möglichen Luftembolie bei einem Gefäßzugang muss bei der Punktion der Portkammer darauf geachtet werden, dass sich der Patient möglichst in der Kopftief- oder Rückenlage befindet. Bei aufrechtem Oberkörper kann in der oberen Hohlvene ein negativer Druckgradient entstehen.

PFLEGE DES SYSTEMS / SPEZIELLE ANWENDUNGSHINWEISE

Vor jeder Behandlung muss die korrekte Lage der Portgehäuse getestet werden und sichergestellt sein, dass keine Wunde, Hämatom oder Infektion vorliegt.

Allgemeine Regeln der Hygiene zur Handhabung von Punktionen müssen beachtet werden.

Es wird empfohlen, die Kanüle nach Gebrauch zu entfernen.

Cave: Blutrückstände im System weisen fast immer auf fehlerhafte Handhabung, Undichtigkeit oder ein beschädigtes Septum in der Portkammer hin.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- den Patienten möglichst in Kopftief- oder Rückenlage bringen
- Hautdesinfektion, sterile Handschuhe, Mundschutz für Patient und Anwender
- die Kanüle z. B. mit NaCl 0,9 % entlüften und durchspülen
- Erasten der Silikonmembran der Portkammer und Fixierung mit zwei Fingern



- Mit der Kanüle durch Haut und Gewebe die Silikonmembran durchstechen bis die Nadelspitze die Bodenplatte der Portkammer berührt.



- ggf. die Restblockade aus Portkammer und Katheter entnehmen (ca. 3 ml)
- Durchgängigkeit mit z. B. Kochsalzlösung prüfen und anschließend System zur Therapie anschließen
- nach Beendigung der Therapie bzw. zwischen und nach der Injektion von Medikamenten die Portkammer und den Katheter ggf. spülen und blocken (Spülen mit NaCl 0,9 %; Blocken z. B. mit Heparin, Citrat, Tauridin nach ärztlicher Anweisung)
- unter leicht positivem Druck die Punktionskanüle entfernen, sodass kein Blut in das System gelangen kann bzw. kein Sog entsteht
- Hautdesinfektion, trockener Schutzverband

Aufgrund des Spezialschliffs der Kanülenspitze besteht keine Gefahr des Verbiegens.

Nutzen Sie die gesamte Fläche der Membran für die Punktionen.

Verwenden Sie keine Spritzen mit einem Volumen kleiner als 10 ml (Überdruckgefahr)!

Katheter- oder Portverschlüsse durch Thrombusbildung (bei Gefäßzugang) können meist durch Lysierung mit Streptokinase / Urokinase behoben werden (z. B. 5000 IE/ml NaCl 0,9 % in kleinen Lösungsmengen intervallweise injizieren, einwirken lassen und Durchgängigkeit prüfen). Führen Sie im Vorfeld eine Röntgenkontrolle durch.

Ursachen für einen unzureichenden oder fehlenden „Flow“ können sein:

- die Nadelspitze ist nicht korrekt im Port-Hohlraum platziert
- Fibrinablagerungen bzw. ein Thrombus verstopfen Katheter od. Portkammer
- der Katheter ist abgeknickt
- die Katheterspitze ist nicht korrekt platziert
- bei erfolgloser Durchgängigkeitsprüfung sollte zunächst die Portkammer gespült und die Lage des Patienten etwas geändert werden

Die genannten Konzentrationen und die gesamte Vorgehensweise sind Empfehlungen. Sie müssen immer der allgemeinen Situation des Patienten angepasst werden und liegen im Verantwortungsbereich des behandelnden Arztes. Bezogen auf alle verwendeten Medikamente und Flüssigkeiten wird grundsätzlich auf die Beipackzettel der jeweiligen Pharmahersteller verwiesen. Die Besonderheiten der jeweiligen Therapie sind zu beachten. Die Hinweise in der Gebrauchsanweisung der Portkathetersysteme sind zu berücksichtigen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Kompromissloser steriler bzw. streng hygienischer Umgang mit dem implantierten Portkathetersystem ist unabdingbar. Dazu gehört:

- Punktion nur unter sterilen Bedingungen
- Hände- und Hautdesinfektion beim Gebrauch
- Nur sterile Produkte verwenden! Falls die Sterilverpackung bereits geöffnet oder beschädigt war, verwenden Sie das Produkt NICHT!

Das Medizinprodukt ist ausschließlich zur einmaligen Verwendung vorgesehen und nicht zur Wiederaufbereitung geeignet. Bei Wiederverwendung kann die vollständige Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet werden.

ÜBERWACHUNG

Durch die regelmäßig erforderlichen Anwendungen und anschließende Pflege des Systems ist eine kontinuierliche Überwachung an sich gegeben. Der Gebrauch sollte nicht von Ärzten/medizinischem Personal durchgeführt werden, die nicht mit dem Produkt und/oder möglichen Komplikationen vertraut sind. Komplikationen können jederzeit während und nach dem Eingriff auftreten.

ENTSORGUNG

Bitte nutzen Sie für die Entsorgung Nadelabwurfbehälter um eine Verletzung durch Nadelstiche oder Kontamination durch Körperflüssigkeiten zu vermeiden.

SFN - G port needle (straight)

COMPONENTS

Special non-coring needle with luer-lock connector for implanted port catheter systems.

Art. No.	Size specification	PZN
SFN 0750 G	Ø 0,7 mm, length: 50 mm, 22 G	00560673
SFN 0930 G	Ø 0,9 mm, length: 30 mm, 20 G	01060286

Table 1: SFN® Port needles straight

Packaging unit: 25 pieces

free of DEHP, latex, PVC

INDICATIONS

Access to implanted portcatheter systems for rinsing of the system, administration of pharmaceuticals or infusions or blood sampling.

Use only the appropriate non-coring special puncture needles to puncture the silicone membranes of the port chambers. These are specially beveled to prevent silicone particle fragmentation and membrane puncture defects. Depending on the indication, the choice of the appropriate cannula diameter and its length is in responsibility of the physician.

A Luer-Lock connector allows connection to syringes, infusion systems, etc. with a 6% Luer taper for intravascular and hypodermic applications.

Patient group: Patients in need for long-term central access to the vascular system for the above applications.

Operator: Medical professionals (doctors, nurses) with appropriate training.

CONTRAINDICATIONS

- Inflammation or infection at portal site
- Coagulation disorders
- Portal system leakage

WARNINGS

Due to incorrect use during puncture of the port air can be sucked into the system via the needle. Therefore the closure mechanism of the needle should always be closed during puncture or when changing syringes/infusions.

Cave: Puncture of the port should be performed in the supine position to prevent air embolism. Negative pressure gradients develop in the superior vena cava in the sitting position or when the torso is elevated.

CARE OF THE SYSTEM / SPECIAL APPLICATION NOTES

On each occasion before treatment, ensure the correct position of the port chamber by palpation, and check that there is no wound or infection present. General standards in hygiene for handling of portcatheter systems must be observed.

Removal of the cannula after a maximum of 48 hours is recommended.

Cave: Blood residues in the system almost always indicate incorrect handling, leakage or a damaged septum in the port chamber.

INSTRUCTIONS FOR USE

- have patient in supine position (if possible)
- skin disinfection, sterile gloves, mask (patient and operator)
- remove air from needle e.g. by flushing with saline
- palpation of silicone membrane of the port
- advance needle quickly through skin and tissues through the silicone membrane until tip of needle touches the metallic base of the port



- if necessary aspirate residual volume content from portchamber and catheter (approx. 3 ml)
- check patency of system with e.g. physiologic saline/dialyzing fluid and attach therapy system
- upon termination of therapy or after and between injections of

- pharmaceuticals flush and block the port chamber if necessary (flush with saline solution 0.9 %, block with e. g. heparin, citrate or tauridine as instructed by the physician)
- remove the puncture needle under slight pressure, in order to prevent intrusion of blood into the system or development of underflow
- skin disinfection, cover dry

No danger of bending of the needle tip due to special bevel of the tip. Use the entire surface of the membrane for punctures.

Use only the appropriate non-coring special puncture cannula for puncturing - use the entire membrane.

Do not use syringes < 10 ml (danger of overload pressure).

Catheter or port obstruction due to thrombosis can generally be rectified by lysing with streptokinase/urokinase (e. g. 5000 IU/ml in 0.9 % NaCl, by injecting small amounts of the solution at regular intervals; allow the procedure to take effect and check patency). Previous: x-ray control.

Potential reasons for insufficient or failing flow:

- The tip of the needle is not positioned correctly in the port cavity
- Fibrin sedimentation or a thrombus occluded catheter or port
- The catheter is kinked
- The tip of the catheter is not placed correctly
- If blood aspiration is not successful, the port chamber should be initially rinsed and the patient's position changed slightly.

The concentrations given are recommendations and must always be adjusted to the general situation of each patient. The treating doctor is responsible for this. For all the drugs and liquids listed, we refer primarily to the instruction leaflets provided by the respective pharmaceutical manufacturers. The specific features of therapy have to be taken into account. Pay attention to the instructions for use provided with the port system. The port systems are merely access systems with no effect on function.

PRECAUTIONS

Meticulous hygiene and sterile handling technique are mandatory for this system, e.g. Puncture to be carried out only under sterile conditions. Disinfect hands and skin before using the system. Use sterile products only! If the sterile packaging was already opened or damaged, DO NOT use the product! The medical device is for single use only. It is not appropriate for reprocessing. In case of reuse, complete functionality cannot be guaranteed.

MONITORING

Continuous monitoring is ensured per se, since the system must be used and subsequently maintained on a regular basis. The system should not be used by doctors/medical staff who are unfamiliar with the product and/or potential complications. Complications may occur at any time, both during and after the invasive procedure.

DISPOSAL

Please use needle drop containers for disposal to avoid injury from needle sticks or contamination from body fluids.

Hinweise | notes:

Hinweis für Anwender und Patienten: Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller, sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie niedergelassen sind.
Notice to operators and patients: Please report all serious incidents related to this product to the manufacturer, as well as to the competent authority of the Member State where you are located.

www.portkanuelen.de
www.portneedles.de

Produktschulungen sind auf Anfrage möglich!
Product training is available on request!


Portpunktion **nicht so,** Puncture **not this way,**

Standardkanüle
Standard needle

Huberkanüle
Huber needle

Beispiel einer Portkanüle
Example of port needle

Im Löwental 79 · 45239 Essen · Germany
Tel.: +49 201-43 70 97-0
Fax: +49 201-43 70 97-29
E-Mail: info@pakumed.de
Internet: www.pakumed.de



SFN[®]-Portkanüle
Stanzfreie Nadel
non coring needle
Port needle


Portkanüle
Art.-Nr.: SFN - G gerade Kanüle

Gebrauchsinformation
bitte sorgfältig lesen!

Portneedle
Ref.: SFN - G straight needle

Instructions for Use
please read carefully!

sondern so
but this way !



	Hersteller Manufacturer		Gebrauchsanweisung beachten Consult instructions for use
	Herstellungsdatum Date of manufacture		Nicht wiederverwenden Do not re-use
	Verwendbar bis Use by date		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden Do not use if package is damaged
REF	Artikelnummer Catalogue number		Einfaches Sterilbarriersystem Single sterile barrier system
LOT	Charge Batch Code	STERILE EO	Sterilisiert mit Ethylenoxid Sterilized with ethylene oxide
MD	Medizinprodukt Medical device		Vor Sonnenlicht schützen Keep away from sunlight
	Trocken aufbewahren Keep dry		Temperaturbegrenzung Temperature limit

CE 0044

Revision: 5 (10/2021)

