

TITAN-PORT



extrakorporale Apherese
extracorporeal apheresis

PakuMed[®]
medical products gmbh

TITAN-PORT

Implantierbares Portkathetersystem zur **extrakorporalen Apherese** *implantable port cathetersystem for extracorporeal apheresis*

Art.-Nr.	Port							Katheter					PZN
	Material	Breite/ Width	Länge/ Length	Höhe/ Height	Septum Ø	Gewicht/ Weight	Volumen/ Volume	Material/ Volume	AD	ID	French	Volumen/ Volume	
111263 APH* extrakorporale Apherese extracorporeal apheresis	Titan Titanium	20,6 mm	25,1 mm	18,1 mm	118 mm ²	15 g	1,4 ml	Poly- urethan Poly- urethane	3,35 mm	2,0 mm	10 mit Fischmauls Spitze with fish mouth tip	70 cm: 2,2 ml	14161592


*inklusive Einführbesteck und Tunnelizer
including introducer set and tunnelizer

Empfohlene Portkanülen/ *Recommended port cannulas*

Die Verwendung der zugehörigen Spezialkanülen ist obligat!! *Puncture of port chamber only with special port needles is mandatory!*

Art.-Nr.	Kanülen/needles								PZN
	Ø	Länge/ Length	Gauge	Volumen/ Volume	Flow	Punktions- Puncture*	VE/ Unit	Extras	
SFN 1320 S	1,3 mm	20 mm	18	0,31 ml	72 ml/min	~ 3000	25 St./ pcs.	gebogen mit Schlauch und Klemme/Luer Lock <i>bent with tubing and clamp/Luer-Lock</i>	07746257
SFN 1325 S	1,3 mm	25 mm	18	0,31 ml	72 ml/min	~ 3000	25 St./ pcs.	gebogen mit Schlauch und Klemme/Luer Lock <i>bent with tubing and clamp/Luer-Lock</i>	11094033
SFN 1535 B	1,5 mm	35 mm	17	0,5 ml	bei Hämodialyse/while hemodia- lysis 200 ml/min, bei Gravitation/ in gravity 150 ml/min	~ 1500	25 St./ pcs.	gerade mit Luer/Lockansatz mit Schlauch <i>straight with Luer-Lock- Adapter, with tubing</i>	12363624
SFN 1835 B	1,8 mm	35 mm	15	0,5 ml	bei Hämodialyse/while hemodialy- sis 300 ml/min, bei Gravitation/ in gravity 225 ml/min	~ 1000	25 St./ pcs.	gerade mit Luer/Lockansatz mit Schlauch <i>straight with Luer-Lock- Adapter, with tubing</i>	12363630
DPK 2035	2,0 mm	35 mm	14	0,3 ml	bei Hämodialyse/while hemodialy- sis 500 ml/min, bei Gravitation/ in gravity 300 ml/min	~ 500	25 St./ pcs.	mit Mandrin + Needle free Adapter <i>with mandrin + needle free adapter</i>	02429581

*Punktionshäufigkeit/ *Puncture frequency*



LATEX FREE
PVC DEHP FREE



Set bestehend aus: *consists of:*

- 1 Titan-Port + Schraube
Titan-Port + screw
- 1 einlumiger Katheter
single-lumen catheter
- 1 Spezialpunktionskanüle
special puncture needle
- 1 Einführbesteck / *Introducer set*
- 1 Tunnelizer / *tunnelizer*
- 1 Portkanüle / *portneedle*
- 1 Venenhäkchen / *veinlifter*




medical products gmbh

