

TITAN-PORT



Aszites- und Peritonealtherapie-Port
ascites- and peritoneal therapy port

PakuMed[®]
medical products gmbh

TITAN-PORT AS/PT

Implantierbares Port-Kathetersystem zur Aszitespunktion · Peritonealtherapie
implantable port cathetersystem for ascites puncture · peritoneal therapy


Art.-No.	Port						Katheter/catheter		
	Material	Basis/ Base	Höhe/ Height	Septum Ø	Gewicht/ Weight	Reservoir ml	French	Material	Reservoir ml
111259 AS/PT Aszites- und Peritonealtherapie-Port <i>ascites- and peritoneal therapy port</i>	Titan	29 mm	15,5 mm	14 mm	18 g	1,0	14,5	Silikon/silicone	2,5

Empfohlene Portkanülen/recommended port needles:

Art.-No.	Kanülen/needles				
	Ø mm	Länge/Lenght	Gauge	VE/Unit	Extra
SFN 1320 S	1,3	20 mm	18	25 pcs	mit Schlauch/ with tubing
SFN 1535 G*	1,5	35 mm	17	25 pcs	gerade/straight
DPK 1835*	1,8	35 mm	15	25 pcs	mit Schlauch/ with tubing
DPK 2035	2,0	35 mm	14	25 pcs	mit/with mandrin + needle free adapter

* Schlauch enthält/ tubing contains PVC + DEHP

Verwendung von Spezialkanülen zur Punktion ist obligat!
Puncture of port chamber only with special port needles is mandatory!



Set bestehend aus: consists of:

- 1 Titan-Port + Schraube
Titan-Port + screw
- 1 einlumiger Katheter
single-lumen catheter
- 1 Spezialpunktionskanüle
special puncture needle
- 1 Einführbesteck
Introducer set
- 1 Tunnelizer
tunnelizer



PakuMed[®]
 medical products gmbh

