



**Einfach
sicher.**

**Keine Ausstanzungen
Egal mit welcher Kanüle**

TITAN-PORT 

TITAN-PORT

SICHERHEIT. GARANTIERT. PATENTIERT.

 **Auch mit Standardkanülen:**

Spezialsilikon und Gitterstäbe verhindern Ausstanzungen – garantiert.
Fehler ausgeschlossen » **Sicherheit erhöht.**



SILIKON-MEMBRAN

- ✓ kompatibel mit Standardkanülen
- ✓ ausstanzungsfrei
- ✓ hohe Druckstabilität
- ✓ selbstschließendes Spezialsilikon

Sicherheitsgitter

- ✓ verhindert Ausstanzungen
- ✓ stärkt den Silikonwiderstand

TITAN-GEHÄUSE

- ✓ hypoallergen
- ✓ hohe Bioverträglichkeit
- ✓ besonders leicht (< 16 g)
- ✓ keine chemische Reaktivität mit Injektionslösungen
- ✓ MR-bedingt sicher
- ✓ sichere Dreh- Schraubverbindung zwischen Kammer und Katheter
- ✓ Nahtlöcher zur Fixierung an Muskelfaszie

Art.-Nr.	Port					Katheter					PZN
	Material	Basis	Höhe	Septum Ø	Gewicht	Material	AD	ID	Länge	French	
111248 G-SET *	TITAN	29 mm	13,4 mm	12 mm	<16 g	Polyurethane	2,5 mm	1,2 mm	720 mm	7,5	06149298

*inklusive Einführbesteck und Tunnelizer

KATHETER

- ✓ Polyurethan: sehr flexibel ohne zu verknicken
- ✓ herausragende Biokompatibilität
- ✓ geeignet für Langzeitanwendung
- ✓ Längenskalierung für präzise und sichere Implantation
- ✓ röntgendicht
- ✓ zusätzliches Seitenloch zur leichteren Blutentnahme
- ✓ konische Spitze zur besseren Einführung in die Vene
- ✓ Katheter und Portgehäuse dekonnektierbar
- ✓ frei von Latex, PVC und DEHP


medical products gmbh



Im Löwental 79
45239 Essen | Germany
Tel.: +49 201-43 70 97-0
E-Mail: info@pakumed.de
Internet: www.pakumed.de

Rev. 1